

Link do produktu: <https://krainamateracy.pl/materac-lateksowy-hevea-disney-junior-graffiti-lux-190x90-p-965.html>

## MATERAC LATEKSOWY HEVEA DISNEY JUNIOR GRAFFITI LUX 190x90



Cena	<b>1 267,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 439,00 zł</del></b>
Czas wysyłki	<b>2 - 3 dni roboczych</b>
Producent	<b>Fabryka Materaców HEVEA S. C.</b>

### Opis produktu

[SPRAWDŹ CO ZYSKUJESZ KUPUJĄC TEN MATERAC! - OPIS PROMOCJI](#)



Materace Hevea Junior to seria materacy stworzona specjalnie z myślą o dzieciach po okresie łóżeczkowym oraz młodzieży (do

wagi 80 kg). Wkład materaca to jednolity, perforowany blok lateksowy, który dzięki zastosowaniu unikalnych kanałków wentylacyjnych zapewnia idealną wentylację powietrza, co zapobiega poceniu się dziecka i czyni środowisko wolne od pleśni, grzybów i roztoczy.

Antyalergiczne środowisko stworzone przez lateks oraz całkowicie antyalergiczne materiały użyte do produkcji pokrowców stawia materace lateksowe Hevea JUNIOR na czołowym miejscu materacy przeznaczonych dla alergików, astmatyków i dzieci cierpiących na schorzenia związane z obecnością alergenów.



#### **POKROWIEC DO WYBORU (GÓRNE MENU)**

**GRAFFITI GIRL (RÓŻ) LUB GRAFFITI BOY (BŁĘKIT)**

Dzianina pokrowca wykonana jest na bazie oddychających włókien poliestrowych, które posiadają jedwabisty i miękki chwyt. Pokrowiec nawet przy wielokrotnym praniu zachowuje swoje pierwotne właściwości higieniczne i wizualne. Cechuje go duża odporność na uszkodzenia. Jest pikowany 300-gramową antyalergiczną, klimatyzowaną włókniną, która posiada atest EkoTex Standard 100.

Pokrowiec jest zdejmowany i rozpinany z 3 stron, co ułatwia utrzymanie właściwej higieny produktu. Pranie jest zalecane w temperaturze do 60 stopni.

Pokrowiec ma unikalny wygląd w formie napisów, z kolekcji Mickey z katalogu The Walt Disney Company.

Wszystkie materiały posiadają atesty :

**EKOTEX STANDARD 100**  
**EURO-LATEX ECO STANDARD**  
**BEZPIECZNY DLA DZIECKA**  
**BEZPIECZNY DLA NIEMOWLĄT**  
**PRZYJAZNY CZŁOWIEKOWI**

Wysokość materaca około **11 cm**

Waga materaca ok **9 kg**

Zdemowany pokrowiec (suwak z 3 stron)

Można go prać w temp do 60C delikatnymi detergentami.



**Ważne:** Dla tego materaca wymagany jest stelaż zagęszczony o rozstawie listewek nie większym niż 5 cm.

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**