

Link do produktu: <https://krainamateracy.pl/materac-lateksowy-top-active-young-latex-180x80-p-1569.html>

Materac lateksowy Top Active Young Latex 180x80



Cena	826,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 - 3 dni roboczych
Producent	Fabryka Materaców HEVEA S. C.
Twardość materaca	średnio twardy H2
Grubość materaca	10 cm
Rozmiar materaca	180x80 cm

Opis produktu

Materac lateksowy Hevea Top Active Young Latex 180x80

Zapewnij swojemu dziecku zdrowy i komfortowy sen z **Hevea Top Active Young Junior** - materacem wykonanym z wysokiej jakości lateksu, który gwarantuje **optymalne podparcie dla rosnącego kręgosłupa**. Dzięki **zaawansowanej technologii perforacji**, materac zapewnia doskonałą wentylację i higieniczne środowisko snu.

Najważniejsze cechy materaca Hevea Top Active Young Latex 180x80:

- ✓ **Lateksowa płyta (9-10 cm, 20% naturalnego lateksu)** - elastyczność punktowa i odporność na odkształcenia.
- ✓ **Pionowa wentylacja** - specjalne otwory poprawiają przepływ powietrza i regulują temperaturę snu.
- ✓ **Pokrowiec Hevea Natural z efektem 3D** - miękki, oddychający i antyalergiczny materiał o grubym splocie.
- ✓ **Antybakteryjne właściwości lateksu** - naturalna bariera dla roztoczy, bakterii i pleśni.
- ✓ **Wysoka trwałość** - lateks zachowuje swój pierwotny kształt nawet po długotrwałym użytkowaniu.

Zdrowy sen i bezpieczeństwo

- ☐ **Doskonałe podparcie dla kręgosłupa** - wspiera prawidłowy rozwój dziecka.
- ☐ **Hipoalergiczny** - idealny dla dzieci z alergiami i wrażliwą skórą.
- ☐ **Bezpieczny i certyfikowany** - posiada certyfikat **Eko-Tex Standard 100** i jest oznaczony jako **wyrób medyczny kl. I**.

Dla kogo jest ten materac?

- ✓ Dzieci do wagi **80 kg**.
- ✓ Idealny do **łóżeczek, tapczanów i łóżek piętrowych**.
- ✓ Polecany do stelaży z rozstawem szczebelków **maksymalnie 5 cm**.

Zamów teraz i zadbaj o zdrowy sen swojego dziecka!

- ☐ **Najwyższa jakość Hevea - trwałość na lata!**
- ☐ **Bezpieczny wybór dla alergików i dzieci o wrażliwej skórze!**
- ☐ **Dostępny w różnych rozmiarach - wybierz idealny model!**

Ważne: Dla tego materaca wymagany jest stelaż zagęszczony o rozstawie listewek nie większym niż 5 cm.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.