

Link do produktu: <https://krainamateracy.pl/materac-lateksowy-top-active-young-latex-200x90-p-1574.html>

Materac lateksowy Top Active Young Latex 200x90



Cena	807,30 zł
Cena poprzednia	897,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 - 3 dni roboczych
Producent	Fabryka Materaców HEVEA S. C.
Grubość materaca	10 cm
Rozmiar materaca	200x90 cm
Twardość materaca	średnio twardy H2

Opis produktu

Materac lateksowy Hevea Top Active Young Latex 200x90

Zapewnij swojemu dziecku zdrowy i komfortowy sen z **Hevea Top Active Young Junior** - materacem wykonanym z wysokiej jakości lateksu, który gwarantuje **optymalne podparcie dla rosnącego kręgosłupa**. Dzięki **zaawansowanej technologii perforacji**, materac zapewnia doskonałą wentylację i higieniczne środowisko snu.

Najważniejsze cechy materaca Hevea Top Active Young Latex 200x90:

- ✓ **Lateksowa płyta (9-10 cm, 20% naturalnego lateksu)** - elastyczność punktowa i odporność na odkształcenia.
- ✓ **Pionowa wentylacja** - specjalne otwory poprawiają przepływ powietrza i regulują temperaturę snu.
- ✓ **Pokrowiec Hevea Natural z efektem 3D** - miękki, oddychający i antyalergiczny materiał o grubym splocie.
- ✓ **Antybakteryjne właściwości lateksu** - naturalna bariera dla roztoczy, bakterii i pleśni.
- ✓ **Wysoka trwałość** - lateks zachowuje swój pierwotny kształt nawet po długotrwałym użytkowaniu.

Zdrowy sen i bezpieczeństwo

- Doskonałe podparcie dla kręgosłupa** - wspiera prawidłowy rozwój dziecka.
- Hipoalergiczny** - idealny dla dzieci z alergiami i wrażliwą skórą.
- Bezpieczny i certyfikowany** - posiada certyfikat **Eko-Tex Standard 100** i jest oznaczony jako **wyrób medyczny kl. I**.

Dla kogo jest ten materac?

- ✓ Dzieci do wagi **80 kg**.
- ✓ Idealny do **łóżeczek, tapczanów i łóżek piętrowych**.
- ✓ Polecany do stelaży z rozstawem szczebelków **maksymalnie 5 cm**.

Zamów teraz i zadbaj o zdrowy sen swojego dziecka!

- Najwyższa jakość Hevea - trwałość na lata!**
- Bezpieczny wybór dla alergików i dzieci o wrażliwej skórze!**
- Dostępny w różnych rozmiarach - wybierz idealny model!**

Ważne: Dla tego materaca wymagany jest stelaż zagęszczony o rozstawie listewek nie większym niż 5 cm.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.