

Link do produktu: <https://krainamateracy.pl/materac-mlodziezowy-janpol-rehabilitacyjny-aten-190x80-p-1485.html>

Materac młodzieżowy Janpol rehabilitacyjny Atena 190x80



Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 - 3 dni roboczych
Producent	Fabryka Materacy JANPOL sp. z o.o.
Twardość materaca	średnio twardy H2
Rozmiar materaca	190x80 cm
Grubość materaca	14 cm

Opis produktu


MATERAC REHABILITACYJNY ATENA

Doskonała propozycja dla starszych dzieci i młodzieży. Życie dziecka polega na odkrywaniu świata. Każdego dnia zdobywa wiedzę i nowe doświadczenia, a to wszystko wymaga sporej dawki energii. Materac Atena będzie doskonałym startem i metą każdej dziecięcej przygody. Wnętrze materaca tworzy bardzo gęsty i elastyczny lateks. Doskonale dopasuje się do ciała i życia zarówno energicznego kilkulatka, jak i niezależnego nastolatka.

Konstrukcja materaca rehabilitacyjnego Atena została oparta na bazie jednolitego bloku lateksowego o wysokiej sprężystości. Materac dobrze dopasowuje się do kształtów ciała. Wkład materaca został podzielony na strefy twardości, które dopasowują się do obciążenia, które przyjmuje materac pod poszczególnymi obszarami ciała.

Materac zapewnia bardzo dobre podparcie ciała dziecka, bez względu na pozycję, w której dziecko śpi.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wymagane stosowanie ze stelażem sprężynującym, w którym odległość pomiędzy listwami jest nie większa niż 4 cm.



Specyfikacja materaca

- Wysokość - 14 cm
- Twardość - materac średnio twardy
- Wypełnienie - płyta lateksowa
- Pokrowiec Smart - można prać w temp. do 60°C
- Materac antyalergiczny
- Gwarancja producenta 5 lat

Pokrowiec Smart:

Pokrowiec Smart to wysokiej jakości miękka i delikatna dla skóry dzianina. Materiał dobrze dopasowuje się do wkładu i zachowuje swój pierwotny kształt nawet po wielu praniach.

Zastosowanie zróżnicowanej sztywności materiału poprzez odpowiednie pikowanie wspomaga działanie strefowości materaca, przystosowując odpowiednie podparcie dla poszczególnych części ciała. Pokrowiec można łatwo zdjąć i odświeżyć w warunkach domowych - w temperaturze aż 60 stopni. Działanie posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100.

Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych - zapytaj o szczegóły: biuro@krainamateracy.pl

Ważne: Dla tego materaca wymagany jest stelaż o rozstawie listewek nie większym niż 4 cm.