

Link do produktu: <https://krainamateracy.pl/materac-top-active-latex-h2-200x160-p-1544.html>

Materac Top Active Latex H2 200x160



Cena	1 710,00 zł
Cena poprzednia	1 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 -14 dni roboczych
Producent	Fabryka Materaców HEVEA S. C.
Twardość materaca	średnio twardy H2
Rozmiar materaca	200x160 cm
Grubość materaca	16 cm

Opis produktu

Materac Top Active Latex H2 200x160 - komfortowy sen i zdrowe podparcie

Materac **Top Active Latex H2 200x160** marki **Hevea** to doskonały wybór dla osób ceniących sobie wygodę, trwałość i zdrowy sen. Wykonany z wysokiej jakości **pianki lateksowej**, zapewnia optymalne dopasowanie do kształtu ciała, doskonałą wentylację oraz **odpowiednie podparcie dla kręgosłupa**. Dzięki zastosowaniu **średniej twardości H2**, materac jest idealny dla osób o wadze do 90 kg, gwarantując **ergonomiczne ułożenie ciała i regenerujący odpoczynek** każdej nocy.

Budowa materaca:

- **Rdzeń z wysokogatunkowego lateksu** o grubości **15 cm**, gwarantujący elastyczność i sprężystość.
- **Pokrowiec Premium** - zdejmowany, antyalergiczny, wykonany z materiałów zapewniających **komfort i higienę**.
- **Wysokość materaca** - około **16 cm** z pokrowcem.

- **Waga materaca** – około **20 kg**, co ułatwia jego transport i użytkowanie.
- **Dwustronność** – możliwość użytkowania obu stron, co wydłuża trwałość produktu.

Dlaczego warto wybrać materac Hevea Top Active Latex H2?

- ✓ **Zdrowy sen** – lateksowa pianka o wysokiej elastyczności dopasowuje się do sylwetki, wspierając naturalną pozycję ciała.
- ✓ **Najwyższa jakość i bezpieczeństwo** – materac posiada certyfikaty **Oeko-Tex Standard 100** i **Euro-Latex**, co potwierdza jego hipoalergiczną i brak szkodliwych substancji.
- ✓ **Trwałość na lata** – 10-letnia gwarancja na wkład materaca to pewność długotrwałej jakości i wytrzymałości.
- ✓ **Doskonała wentylacja** – otwarta struktura komórkowa lateksu i system **kanalików wentylacyjnych** eliminują wilgoć i zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza.
- ✓ **Hipoalergiczne środowisko snu** – materac odporny na rozwój roztoczy, pleśni i bakterii – idealny dla alergików i astmatyków.
- ✓ **Uniwersalność** – odpowiedni dla dorosłych i młodzieży, sprawdzi się w każdym typie łóżka, w tym w **łóżkach małżeńskich i kontynentalnych**.

Materac lateksowy – gwarancja komfortu i zdrowia

Materac **Top Active Latex H2 200x160** to rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy pragną połączyć **komfort snu, zdrowe podparcie i trwałość**. Świetnie sprawdzi się dla osób ceniących **naturalne materiały, bezpieczne rozwiązania** oraz **nowoczesne technologie** wpływające na jakość odpoczynku.

Pokrowiec Premium – ochrona i higiena

Materac został wyposażony w pokrowiec wykonany z **innowacyjnych tkanin hipoalergicznych**, które skutecznie odprowadzają wilgoć i zwiększają komfort snu. Dodatkowo **zamek błyskawiczny na 3 stronach** umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie, co pozwala na utrzymanie wysokiej higieny.

Dla kogo jest polecany?

- Osób **szukających zdrowego podparcia dla kręgosłupa**.
- Alergików i astmatyków – materac jest **odporny na kurz, roztocza i pleśń**.
- Osób, które cenią sobie **komfortowy i regenerujący sen**.
- Par szukających materaca do **łóżka małżeńskiego o doskonałej elastyczności punktowej**.

Zamów teraz i ciesz się zdrowym snem!

Materac **Top Active Latex H2 200x160** to **inwestycja w komfort i zdrowie**. Naturalny lateks, staranne wykonanie oraz zaawansowane technologie sprawiają, że jest to jeden z najlepszych materacy dostępnych na rynku. Nie czekaj – zadbaj o swój zdrowy sen już dziś!

- ☐ **Dostępność w różnych rozmiarach** – sprawdź całą ofertę i wybierz idealny materac dla siebie!
- ☐ **Darmowa dostawa** i 10-letnia gwarancja!
- ☐ **Promocje i rabaty** – sprawdź aktualne oferty!

Dzianiny z certyfikatem Eko-Tex Standard 100

Materac ten dostępny jest w dwóch stopniach twardości:

H2 (gęstość lateksu 65 kg/m³) : Średnio twardy - dla osób o wadze do 90 kg

H3 (gęstość lateksu 72 kg/m³) : Twardy - dla osób o wadze powyżej 90 kg



Ważne: Dla tego materaca wymagany jest stelaż zagęszczony o rozstawie listewek nie większym niż 5 cm.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.