

Link do produktu: <https://krainamateracy.pl/materac-top-active-latex-h3-200x180-p-1551.html>

## Materac Top Active Latex H3 200x180



Cena	<b>2 100,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 -14 dni roboczych</b>
Producent	<b>Fabryka Materaców HEVEA S. C.</b>
Twardość materaca	<b>twardy H3</b>
Grubość materaca	<b>16 cm</b>
Rozmiar materaca	<b>200x180 cm</b>

### Opis produktu

## Materac Top Active Latex H3 200x180 - stabilne podparcie i komfortowy sen

Szukasz materaca, który zapewni Ci maksymalne wsparcie, wygodę i zdrowy sen? **Top Active Latex H3 200x180** marki **Hevea** to doskonały wybór dla osób ceniących jakość i trwałość. Dzięki zastosowaniu **wysokiej twardości H3**, model ten dedykowany jest dla użytkowników o wadze powyżej 90 kg, gwarantując stabilne podparcie i ergonomiczną pozycję ciała podczas snu.

### Innowacyjna konstrukcja dla zdrowia i wygod

- **Rdzeń z lateksu o grubości 15 cm** - wyjątkowa sprężystość i elastyczność dla optymalnego dopasowania do sylwetki.
- **Pokrowiec Premium** - zdejmowany, antyalergiczny i przewiewny, zwiększający higienę użytkowania.
- **Całkowita wysokość materaca - około 16 cm** (z pokrowcem), co zapewnia wygodne użytkowanie.
- **Waga materaca - około 20 kg**, ułatwiająca przenoszenie i montaż.
- **Obustronne użytkowanie** - przedłużona żywotność i równomierne zużycie dzięki możliwości korzystania z obu stron materaca.

## Dlaczego warto wybrać materac Top Active Latex H3?

- ✓ **Zdrowy kręgosłup** – wyższa twardość idealnie podpira ciało, eliminując problem zapadania się i bólu pleców.
- ✓ **Bezpieczeństwo i ekologia** – certyfikaty **Oeko-Tex Standard 100** oraz **Euro-Latex** gwarantują brak substancji szkodliwych dla zdrowia.
- ✓ **Długowieczność** – wytrzymała konstrukcja objęta **10-letnią gwarancją**, odporna na odkształcenia.
- ✓ **Doskonała cyrkulacja powietrza** – system kanalików wentylacyjnych eliminuje wilgoć i zapobiega rozwojowi pleśni.
- ✓ **Idealny wybór dla alergików** – antybakteryjny, odporny na roztocza i grzyby, zapewniający higieniczne środowisko snu.
- ✓ **Uniwersalność** – świetnie sprawdzi się w łóżkach jednoosobowych, małżeńskich oraz kontynentalnych.

## Materac lateksowy H3 - twardość, która dba o Twoje zdrowie

Osoby o większej masie ciała potrzebują stabilnego, lecz komfortowego wsparcia – i dokładnie to oferuje **Top Active Latex H3**. Dzięki zaawansowanej technologii **naturalnego lateksu**, materac idealnie rozkłada ciężar ciała, eliminując punkty nacisku i gwarantując regenerujący sen każdej nocy.

## Pokrowiec Premium - dodatkowa ochrona i higiena

Pokrowiec materaca został wykonany z nowoczesnych materiałów hipoalergicznnych, które skutecznie **odprowadzają wilgoć** i zapewniają optymalny mikroklimat snu. Dzięki **zamek błyskawiczny na 3 stronach**, łatwo go zdjąć i wyprać, co podnosi standard higieny i komfortu użytkowania.

## Dla kogo polecany jest Top Active Latex H3?

- ✓ Osób o wadze powyżej 90 kg, które potrzebują solidnego wsparcia dla kręgosłupa.
- ✓ Alergików i astmatyków, ceniących higieniczne warunki snu. ✓ Par, które szukają elastycznego i trwałego materaca do łóżka małżeńskiego.
- ✓ Wszystkich, którzy pragną regeneracyjnego i zdrowego odpoczynku każdej nocy.

## Zamów teraz i śpij komfortowo!

**Top Active Latex H3 200x180** to inwestycja w zdrowy sen i długowieczność. Najwyższej jakości lateks, doskonała

wentylacja i trwała konstrukcja sprawiają, że jest to jeden z najlepszych materacy na rynku. Nie czekaj – zapewnij sobie komfort na najwyższym poziomie!

☐ **Dostępność w różnych rozmiarach** – wybierz idealny model dla siebie!

☐ **Darmowa dostawa i 10-letnia gwarancja!**

☐ **Promocje i rabaty - sprawdź aktualne oferty!**

Dzianiny z certyfikatem Eko-Tex Standard 100

**Materac ten dostępny jest w dwóch stopniach twardości:**

H2 (gęstość lateksu 65 kg/m<sup>3</sup>) : Średnio twardy - dla osób o wadze do 90 kg

H3 (gęstość lateksu 72 kg/m<sup>3</sup>) : Twardy - dla osób o wadze powyżej 90 kg





**Ważne:** Dla tego materaca wymagany jest stelaż zagęszczony o rozstawie listewek nie większym niż 5 cm.

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**